

Indumenti protettivi

Assortimento

nizell.ch
Indumenti protettivi
Version 12.0

Nizell Medical GmbH
Seestrasse 9a
CH-6424 Lauerz

+41 41 811 20 00
info@nizell.ch
www.nizell.ch

Camice protettivo

SM 100

Disponibile a magazzino fino ad esaurimento scorte. Per ulteriori informazioni contattaci per telefono o via e-mail.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Codice Articolo SM 100

Camice protettivo monouso

Taglia unica, in polietilene

Unità di vendita - 225 pezzi
(1 cartone)

Camice protettivo impermeabile ai liquidi

Protezione completa contro gli agenti patogeni. Indicato per reparti d'isolamento, unità di terapia intensiva, pronto soccorso e come misura precauzionale in caso di contatto con il paziente e contro le infezioni aeree.


Materiale e applicazione

Camice protettivo impermeabile in polietilene dotato di copertura posteriore che può essere tirata, fin sopra la testa. Piegato e confezionato singolarmente in sacchetti all'interno di pratici dispenser.

Resistenza alla penetrazione di liquidi fino a 50,5cm H₂O.

EN ISO 22610 secondo EN 14126

EN ISO 22612 secondo EN 14126



Camice protettivo

SSP 115

Disponibile a magazzino fino ad esaurimento scorte. Per ulteriori informazioni contattaci per telefono o via e-mail.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Codice Articolo SSP 115

Camice protettivo monouso

35±3g/m², Taglia unica, in polipropilene

Unità di vendita - 80 pezzi
(1 cartone)

Camice protettivo

Camice protettivo idrorepellente in polipropilene giallo con lacci in vita e al collo e con estremità elastiche ai polsi.

Traspirante, grande comfort e copertura totale.

Produzione e conformità


Il dispositivo medico soddisfa i requisiti necessari dell'Appendice, prodotti 1 della Direttiva 93/42/CEE; prodotti Nizell Medical GmbH sono conformi allo standard ISO 13485:2016.

Adatto per

Operatori sanitari. Aiuta a prevenire la contaminazione incrociata.

Confezionamento

Ogni scatola contiene 80 camici. Il prodotto viene fornito non sterile.



Abbigliamento visitatori

SSP 150

Per ulteriori informazioni contattaci per telefono o via e-mail.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Disponibilità su richiesta

Codice Articolo SSP 150

Abbigliamento visitatori, tuta, 32g/m2

Disponibile nelle taglie M e XL

Unità di vendita SSP 150 M: 38 pezzi (1 cartone)

Unità di vendita SSP 150 XL: 36 pezzi (1 cartone)

Abbigliamento visitatori, tuta

Tuta idrorepellente per visitatore, copre tutto il corpo, calzature comprese. All'altezza dei polsi sono presenti dei polsini bianchi. La tuta è disponibile nelle misure M 165x126 cm e XL 185x140 cm. Tessuto non tessuto in polipropilene blu, traspirante, alto comfort, offre copertura completa.

Produzione e conformità


Il dispositivo medico è conforme ai requisiti richiesti dell'allegato 1 del regolamento MDR (UE) 2017/745; La Nizell Medical GmbH è certificata secondo lo standard ISO 13485:2016.

Adatto per

Visitatori delle strutture sanitarie, con particolare riferimento ai visitatori di pazienti che si sono sottoposti ad una operazione chirurgica. Aiuta a prevenire la contaminazione incrociata.

Confezionamento

Ogni cartone contiene due sacchetti di plastica, contenenti ognuno 19 pezzi della taglia M o 18 pezzi della taglia XL. Il prodotto è fornito non sterile.



Guanti in nitrile

SM 300

Codice Articolo **SM 300**

Guanti monouso in nitrile

Taglie Small, Medium, Large & Extra Large
Per destrimani e mancini. Non sterili.

Unità di vendita - 1000 pezzi
(10 scatole da 100 pezzi)

Ottima vestibilità e sensibilità tattile

I guanti in nitrile senza polvere con punta delle dita ruvida offrono un eccellente comfort grazie all'ottima vestibilità e garantiscono un'elevata sensibilità tattile.

Senza polvere e senza lattice

I guanti in nitrile senza polvere sono privi di lattice e quindi indicati anche per soggetti allergici.



SM 300-S	Small (6-7)
SM 300-M	Medium (7-8)
SM 300-L	Large (8-9)
SM 300-XL	Extra Large (9-10)

Materiale

Nitrile
(Non contengono tiurami e tiazoli)

Confezione

Scatola dispenser da 100 pz.

Standard

Conformità EU 2016/425:
EN 455-2/3/4;
ASTM D 6319;
EN 455 (1-4); EN 374; EN 420;
ISO 9001:2015;
ISO 13485:2016



Mascherine protettive

SM 205

Disponibile a magazzino fino ad esaurimento scorte. Per ulteriori informazioni contattaci per telefono o via e-mail.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Codice Articolo **SM 205**

Mascherine protettive monouso Tipo II

175 x 95mm, BFE >= 98%

1 scatola = 50 pezzi

**Unità di vendita - 2000 pezzi
(40 scatole)**

Mascherine Tipo II

Le mascherine protettive per il viso Nizell sono facili da indossare, dotate di due elastici e tre strati di tessuto per una protezione ottimale.

Norm

EN 14683.2019

Indicate per

Sale operatorie, case di riposo, parrucchieri, centri estetici, esercizi commerciali, trasporti pubblici, uso privato

Confezione

Scatole da 50 pezzi




Mascherine protettive

SM 206

Disponibili a partire dall'inizio del 2021 in confezioni grandi e piccole. Per ulteriori informazioni contattaci per telefono via o e-mail.

info@nizell.ch
041 811 20 00



**Tessuto non tessuto SS
interno ed esterno**
Morbido e delicato sulla pelle

Filtro standard medico (BFE98)
Le mascherine sono
caratterizzate da un fattore
filtrante particolarmente elevato.

Indicate per
Sale operatorie

Codice Articolo SM 206

Mascherine protettive monouso Tipo II R

175 x 95mm, a prova di schizzi

BFE \geq 98%, 1 scatola = 50 pezzi

**Unità di vendita - 2000 pezzi
(40 scatole)**

Maschere Tipo II R

Le mascherine protettive per il viso di alta qualità Nizell sono resistenti agli spruzzi, igieniche e delicate sulla pelle. Sono facili da indossare, dotate di due elastici e tre strati di tessuto per una protezione ottimale.

Confezione

Scatole da 50 pezzi

Norm

EN 14683:2019



