

Dispositifs et équipements de protection

Gamme

nizell.ch
Protections
Version 12.0

Nizell Medical GmbH
Seestrasse 9a
CH-6424 Lauerz

+41 41 811 20 00
info@nizell.ch
www.nizell.ch

Blouse de protection SM 100

Disponible sur stock jusqu'à épuisement des stocks. Contactez-nous directement par téléphone ou par e-mail pour plus d'informations.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Numéro d'article SM 100

Blouse de protection

Taille unique, Polyéthylène

**Unité de vente - 225 pièces
(1 boîte)**

Blouse de protection imperméable aux liquides

Protection complète contre la pénétration des germes. Convient pour les postes d'isolement, les unités de soins intensifs, les salles d'urgence, les mesures de précaution en cas de contact avec le patient et en cas d'infections aérogènes.


Matériel et application

Blouse isolante en polyéthylène imperméable à enfiler avec une boucle pour le pouce. Pliée individuellement et emballée dans un sac, dans une boîte distributrice.

Résistance à la pénétration des liquides jusqu'à 50,5 cm H₂O.

EN ISO 22610 selon EN 14126

EN ISO 22612 selon EN 14126



Blouse de protection SSP 115

Disponible sur stock jusqu'à épuisement des stocks. Contactez-nous directement par téléphone ou par e-mail pour plus d'informations.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Numéro d'article SSP 115

Blouse de protection

35±3g/m², Taille unique, aus Polypropylen

**Unité de vente - 80 pièces
(1 boîte)**

Blouse de protection en polypropylen

Blouse de protection déperlante en polypropylène jaune, avec liens à la taille et au cou avec une extrémité élastique au poignet.

Respirant, confort de port élevé et couverture complète.

Fabrication et conformité

Le dispositif médical répond aux exigences requises de l'annexe 1 de la directive 93/42/CEE; Nizell Medical GmbH est conforme à la norme ISO 13485:2016.


Convient pour

Les employés du domaine de la santé. Aide à éviter la contamination croisée.

Emballage

80 pièces dans une boîte.

Le produit est livré non stérile.



Combinaison (Overall) pour visiteurs

SSP 150

Contactez-nous directement par téléphone ou par e-mail pour plus d'informations.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Disponibilité sur demande

Numéro d'article SSP 150

Vêtements de visite, total, 32g/m2

Disponible en tailles M et XL

Unité de vente SSP 150 M- 38 pièces(1 boîte)

Unité de vente SSP 150 XL- 36 pièces(1 boîte)

Vêtements pour visiteurs

Combinaison déperlante pour les visiteurs, couvrant l'ensemble du corps, y compris les chaussures. avec bord côte blancs élastique aux poignets. La combinaison est disponible dans les tailles M 165x126 cm et XL 185x140

Fabrication et conformité

Le dispositif médical est conforme aux exigences légales de l'annexe 1 du règlement MDR (UE) 2017/745 ; Nizell Medical GmbH est certifié selon la norme ISO 13485:2016.

Convient pour

Visiteurs des établissements de santé, spécifiquement destinés à l'accompagnement des patients dans les zones chirurgicales. Permet d'éviter la contamination croisée.

Emballage Carton

Chaque carton contient 19 pièces de taille M et 18 pièces de taille XL dans deux sacs en plastique. Le produit est fourni non stérile.



Gants en nitrile

SM 300

Numéro d'article SM 300

Gants jetable en nitrile non poudré

Small, Medium, Large & Extra Large
Droitier et gauche. Non stérile.

Unité de vente - 1000 pièces
(10 boîtes à 100 pièces)

Excellente sensibilité tactile et ajustement optimal

Les gants en nitrile non poudrés aux extrémités renforcées offrent un excellent confort de port grâce à leur bonne sensibilité tactile et à leur ajustement optimal.

Sans poudre et sans latex

Les gants en nitrile non poudrés sont sans latex et donc également meilleurs pour les personnes allergiques.



SM 300-S	Small (6-7)
SM 300-M	Medium (7-8)
SM 300-L	Large (8-9)
SM 300-XL	Extra Large (9-10)

Matériel

Nitrile

Emballage

Boîte distributrice en carton de 100 pièces.

Norm

Conformité à EU 2016/425:
EN 455-2/3/4;
ASTM D 6319;
EN 455 (1-4); EN 374; EN 420;
ISO 9001:2015;
ISO 13485:2016



Masque facial

SM 205

Disponible sur stock jusqu'à épuisement des stocks. Contactez-nous directement par téléphone ou par e-mail pour plus d'informations.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Numéro d'article SM 205

Masque facial jetable Typ II

175 x 95mm, BFE >= 98%

1 boîte = 50 Pcs.

**Unité de vente - 2000 pièces
(40 boîtes)**

Masque facial Typ II

Le masque facial de Nizell est accommodant à porter et équipé de deux bandes élastiques ainsi que de trois couches de tissu pour une protection optimale.

Norm

EN 14683.2019

Convient pour

Salle d'opération et ainsi
Maisons de retraite, coiffeurs, cosmétiques, Commerce de détail, transports publics, usage civil

Emballage

50 pièces dans des boîtes standard




Masque facial

SM 206

Les masques TYPE II R seront disponibles en stock à partir de début 2021 en grandes et petites quantités. Contactez-nous directement par téléphone ou par e-mail pour plus d'informations.

info@nizell.ch

041 811 20 00



Couche intérieure et extérieure en SS non tissé

Confortable et doux pour la peau

Filtre standard médical

Le masque se caractérise par une performance de filtrage particulièrement élevée (BFE98)

Convient pour

Salle d'opération

Numéro d'article SM 206

Masque facial jetable Typ II R

175 x 95mm, résistant aux éclaboussures

BFE \geq 98%, 1 boîte = 50 Pcs.

**Unité de vente - 2000 pièces
(40 boîtes)**

Masque facial Typ II R

Le masque facial de qualité supérieure de Nizell est résistant aux éclaboussures, hygiénique, accommodant à porter et équipé de deux bandes élastique ainsi que de trois couches de tissu pour une protection optimale.

Emballage

50 pièces dans des boîtes standard

Norm

EN 14683.2019



