

# Schutz- Bekleidung

Sortiment

---

**nizell.ch**  
**Schutzbekleidung**  
**Version 12.0**

---

**Nizell Medical GmbH**  
Seestrasse 9a  
CH-6424 Lauerz

+41 41 811 20 00  
info@nizell.ch  
www.nizell.ch

# Schutzkittel

## SM 100

Ab Lager verfügbar solange Vorrat reicht.  
Kontaktieren Sie uns für genauere Infos direkt  
per Telefon oder E-Mail.

[info@nizell.ch](mailto:info@nizell.ch)  
041 811 20 00

**Artikel-Nr. SM 100**

### Einweg-Schutzkittel

Einheitsgrösse, aus Polyethylen

**Verkaufseinheit - 225 Stück  
(1 Karton)**

### Flüssigkeitsundurchlässiger Schutzkittel

Vollständiger Schutz gegen Keimpenetration. Geeignet für Isolierstationen, Intensivstationen, Notaufnahmen, Vorsichtsmassnahmen bei Patientenkontakt und bei aerogenen Infektionen.

### Material und Anwendung

Undurchlässiger Polyethylen-Isolationskittel zum über den Kopf ziehen mit Daumenschlaufe. Einzeln gefaltet und in einem Beutel verpackt.


### Norm

Klasse 6 für Beständigkeit gegen nasale Bakterienpenetration gemäss:

EN ISO 22610 nach EN 14126

Klasse 3 für Beständigkeit gegen eindringen durch kontaminierte Feststoffpartikel gemäss:

EN ISO 22612 nach EN 14126



# Schutzkittel

## SSP 115

Ab Lager verfügbar solange Vorrat reicht.  
Kontaktieren Sie uns für genauere Infos direkt  
per Telefon oder E-Mail.

[info@nizell.ch](mailto:info@nizell.ch)  
041 811 20 00

---

**Artikel-Nr.** SSP 115

### Einweg-Schutzkittel

35±3g/m<sup>2</sup>, Einheitsgrösse, aus Polypropylen

**Verkaufseinheit - 80 Stück**  
**(1 Karton)**

### Schutzkittel aus Polypropylen

Wasserabweisender Schutzkittel aus gelbem Polypropylen, mit Bindebänder an Taille sowie an Hals und Ärmel mit elastischem Ende an Handgelenk. Atmungsaktiv, hoher Tragekomfort und vollständige Abdeckung.

### Herstellung und Konformität


Das Medizin-Produkt erfüllt die erforderlichen Anforderungen des Anhang 1 der Richtlinie 93/42/EWG; Nizell Medical GmbH entspricht der Norm ISO 13485:2016.

### Geeignet für

Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen. Hilft Kreuzkontamination zu vermeiden.

### Verpackung

In jedem Karton befinden sich 80 Stück in einem Plastikbeutel. Das Produkt wird unsteril geliefert.



# Besucherkleidung- Overall

## SSP 150

Kontaktieren Sie uns für genauere Infos direkt per Telefon oder E-Mail.

[info@nizell.ch](mailto:info@nizell.ch)  
041 811 20 00

**Verfügbarkeit auf Anfrage**

---

**Artikel-Nr.** SSP 150 M, SSP 150 XL

**Besuchskleidung, Overall, 32g/m<sup>2</sup>**

In den Grössen M und XL erhältlich

**Verkaufseinheit SSP 150 M- 38 Stück (1 Karton)**

**Verkaufseinheit SSP 150 XL- 36 Stück (1 Karton)**

### Besuchskleidung Overall

Wasserabweisender Overall für Besucher, deckt den ganzen Körper inklusive Schuhwerk. An den Händen gibt es weisse Abschluss-Manschetten. Der Overall ist erhältlich in den Grössen M 165x126 cm und XL 185x140 cm. Vliesstoff aus blauem Polypropylen, Atmungsaktiv, hoher Tragekomfort und vollständige Abdeckung.

### Herstellung und Konformität

Das Medizinprodukt erfüllt die gesetzlichen Anforderungen des Anhang 1 der Verordnung MDR (EU) 2017/745; Nizell Medical GmbH ist nach der Norm ISO 13485:2016 zertifiziert.

### Geeignet für

Besucher von Gesundheitseinrichtungen, speziell gedacht für Patientenbegleitung im Operations-Bereich. Hilft Kreuzkontamination zu vermeiden.

### Verpackung Karton

In jedem Karton befinden sich in je zwei Plastikbeutel 19 Stück der Grösse M und 18 Stück der Grösse XL. Das Produkt wird unsteril geliefert.



# Nitril Handschuhe

## SM 300

Die puderfreien Nitril Handschuhe sind ab Lager im Juni 2021 lieferbar.

[info@nizell.ch](mailto:info@nizell.ch)  
041 811 20 00

### Artikel-Nr. SM 300

#### Einweg Nitril Handschuhe

Small, Medium, Large & Extra Large  
Rechts- & linkshänder. Nicht steril.

**Verkaufseinheit - 1000 Stück**  
**(10 Boxen à 100 Stück)**

#### Hervorragendes Tastempfinden und optimale Passform

Ungepuderte Nitril Handschuhe mit angerauhter Fingerkuppe bieten hervorragenden Tragekomfort dank gutem Tastempfinden und optimaler Passform.

#### Puderfrei und Latexfrei

Die puderfreien Nitrilhandschuhe sind latexfrei und somit auch für Allergiker geeignet.

<b>SM 300-S</b>	Small (6-7)
<b>SM 300-M</b>	Medium (7-8)
<b>SM 300-L</b>	Large (8-9)
<b>SM 300-XL</b>	Extra Large (9-10)

#### Material

Nitril

#### Verpackung

Spenderbox aus Karton mit 100 Stk.

#### Norm

Einhaltung der EU 2016/425:  
ASTM D 6319;  
EN 455 (1-4); EN 374; EN 420;  
ISO 9001:2015;  
ISO 13485:2016



# Gesichtsmaske

## SM 205

Ab Lager verfügbar solange Vorrat reicht.  
Kontaktieren Sie uns für genauere Infos direkt  
per Telefon oder E-Mail.

[info@nizell.ch](mailto:info@nizell.ch)  
041 811 20 00

---

**Artikel-Nr. SM 205**

### Einweg-Gesichtsmasken Typ II

175 x 95mm, Farbe blau

1 Box = 50 Stk.

**Verkaufseinheit - 2000 Stück  
(40 Boxen)**

### Gesichtsmaske Typ II

Einwegartikel, 2 elastische Ohrschlaufen sorgen für guten Halt, optimaler Schutz (3 Lagen) aus PP + Melt Blown + PP, hautfreundlich, hypoallergen

### Norm

Das Produkt entspricht der Norm EN 14683:2019

- Bakterielle Filterleistung (BFE $\geq$ 98%)
- Atemwiderstand (Pa/cm<sup>2</sup> < 40)

### Geeignet für

Personal in Gesundheitseinrichtungen  
(OP, Tageskliniken, Heime, usw.)

### Verpackung

50 Stück in Standard Boxen




# Gesichtsmaske

## SM 206

Die Masken TYP II R sind im Lager Anfangs 2021 zu grossen und kleinen Mengen erhältlich. Kontaktieren Sie uns für genauere Infos direkt per Telefon oder E-Mail.

[info@nizell.ch](mailto:info@nizell.ch)  
041 811 20 00



### Innen- & Aussenschicht SS Vliesstoff

Bequem und hautfreundlich

### Filter nach medizinischem Standard EN 14683:2019

Die Maske zeichnet sich durch eine besonders hohe Filterleistung aus.



### Gesichtsmaske Typ II R

Einwegartikel, 2 elastische Ohrschlaufen sorgen für guten Halt, optimaler Schutz (3 Lagen) aus PP + Melt Blown + PP, hautfreundlich, hypoallergen

### Norm

Das Produkt entspricht der Norm EN 14683:2019

- Bakterielle Filterleistung (BFE $\geq$ 98%)
- Atemwiderstand (Pa/cm $^2$  < 40)
- Spritzwiderstand ( $\geq$ 16kPA)

### Artikel-Nr. SM 206

### Einweg-Gesichtsmaske Typ II R, hoher Spritzschutz

175 x 95mm, Farbe blau  
1 Box = 50 Stk.

**Verkaufseinheit - 2000 Stück (40 Boxen)**

### Verpackung

50 Stück in Standard Boxen

### Geeignet für

Personal in Gesundheitseinrichtungen (OP, Tageskliniken, Heime, usw.)

