


# Patientendecken

## Einwegdecken für Patienten



### Atmungsaktiv

Die Decken sind atmungsaktiv und strapazierfähig.

### Exzellente Thermoeigenschaften


Durch unsere Sommer- und Winter-Varianten haben Sie immer die optimale Decke bereit.

### Feuchtigkeitsresistent & hygienisch

Auf der Haut sind sie angenehm und weich. Die Ränder sind verschweisst oder genäht.

### Produktgruppe

# NX



<b>NX 300</b>	„Yverdon“, blau, 190 x 110cm, 245g/m <sup>2</sup> <b>VE: - 36 Stück</b>
<b>NX 302</b>	„Kids“, blau, 140 x 95cm, 245g/m <sup>2</sup> <b>VE: - 45 Stück</b>
<b>NX 360</b>	„Bellerive“, weiss, 190 x 110cm, 145g/m <sup>2</sup> <b>VE: - 50 Stück</b>
<b>NX 400</b>	„Yvonand“, blau, 210 x 110cm, 245g/m <sup>2</sup> <b>VE: - 24 Stück</b>
<b>NX 510</b>	„Avenches“, weiss, 190 x 110cm, 205g/m <sup>2</sup> * <b>VE: - 20 Stück</b>
<b>NX 511</b>	„Avenches“, weiss, 110 x 110cm, 205g/m <sup>2</sup> * <b>VE: - 32 Stück</b>
<b>NX 600</b>	„Moudon“, blau, 190 x 140cm, 245g/m <sup>2</sup> <b>VE: - 24 Stück</b>
<b>NX 660</b>	„Lucens“, weiss, 190 x 140cm, 145g/m <sup>2</sup> <b>VE: - 30 Stück</b>
<b>NX 710</b>	„Matran“, weiss, 210 x 140cm, 245g/m <sup>2</sup> <b>VE: - 20 Stück</b>
<b>NX 850</b>	„Romont“, blau, 235 x 140cm, 145g/m <sup>2</sup> <b>VE: - 24 Stück</b>
<b>NX 860</b>	„Romont“, weiss, 235 x 140cm, 145g/m <sup>2</sup> <b>VE: - 24 Stück</b>
<b>NX 100</b>	„Genolier“, blau, 190 x 110cm, 225g/m <sup>2</sup> * Mehrweg, waschbar <b>VE: - 30 Stück</b>

### Vakuumierte Verpackung

Die Decken sind einzeln und vakuumiert verpackt zu den genannten Einheiten in einer Schachtel.

### Aussenmaterial

PP-Vlies 25g/m<sup>2</sup>

### Innenmaterial

Polyester-Wattenfüllung aus 100% recyceltem Material

### Aufwärmen

Die Patientendecken können im Wärmeschrank mit bis zu 70°C aufgewärmt werden.

\*Diese Decken teilen nicht alle die oben genannten Eigenschaften.