
Prone face system

2023

nizell.ch
we care for hospitals


nizell.ch
Prone face system
Version 5.0

Nizell Medical GmbH
Seestrasse 9a
CH-6424 Lauerz

T +41 41 811 20 00
info@nizell.ch
www.nizell.ch

Prone face system


Prone face cushion



Numéro d'article NE 950

Prone face cushion „Luzern“, stand alone

Fabriqué en mousse de polyuréthane souple. Utilisation avec Prone face mirror „Luzern“ NY 950 à utiliser sans coque (UVC=10 pièces)



Numéro d'article NE 955

Prone face cushion „Grindelwald“

Taille universelle, en mousse de polyuréthane souple, utilisation avec Prone face support „Grindelwald“ NU 955 et Prone face mirror „Grindelwald“/„Zermatt“ NY 955 (UVC=12 pièces)



Numéro d'article NE 955 W

Prone face cushion „Grindelwald“ soft

Taille universelle, en mousse de polyuréthane souple de type 4, utilisation avec Prone face support „Grindelwald“ NU 955 et Prone face mirror „Grindelwald“/„Zermatt“ NY 955 (UVC=12 pièces)



Numéro d'article NE 956

Prone face cushion „Grindelwald“, small

en mousse de polyuréthane, utilisation avec Prone face support „Grindelwald“ NU 955 et Prone face mirror „Grindelwald“/„Zermatt“ NY 955 (UVC=15 pièces)



Numéro d'article NE 957

Prone face cushion «Zermatt» large

en mousse de polyuréthane, utilisation avec Prone face support „Zermatt“ NU 957 et Prone face mirror „Grindelwald“/„Zermatt“ NY 955 (UVC=15 pièces)



Numéro d'article NE 958

Prone face cushion «Zermatt» small

en mousse de poly uréthane, utilisation avec Prone face support „Zermatt“ NU 957 et Prone face mirror „Grindelwald“/„Zermatt“ NY 955 (UVC=15 pièces)

Prone face system

Prone support & mirror



Numéro d'article NU 955

Prone face support „Grindelwald“

Convient aux coussins Grindelwald (NE 955, NE 955 W et NE 956) et Prone face mirror „Grindelwald“/„Zermatt“ NY 955

Uniquement en combinaison avec notre Original Produit NE 955, NE 955 W ou NE 956 disponible.



Numéro d'article NU 957

Prone face support „Zermatt“

Convient aux coussins Zermatt (NE 957 et NE 958) et Prone face mirror „Grindelwald“/„Zermatt“ NY 955

Uniquement en combinaison avec notre Original Produit NE 957 ou NE 958 disponible.



Numéro d'article NY 955

Prone face mirror „Grindelwald“/„Zermatt“

Convient aux supports Grindelwald NE 955, NE 955 W, NW 956 et Zermatt NE 957, NE 958 et Prone face mirror „Grindelwald“/„Zermatt“ NY 955



Numéro d'article NY 950

Prone face mirror „Luzern“

Adapté au coussin Luzern NE 950