

OP-Material

Patientendecken Einweg

2024

nizell.ch - eine Marke der Promedical AG
Patientendecken Einweg
Version 4.0


Promedical AG
Bleichstrasse 65
8750 Glarus

+41 55 645 50 00
info@promedical.ch
www.nizell.ch

nizell.ch

Patientendecken

Sommer- & Winterdecken



Atmungsaktiv

Die Decken zeichnen sich durch ihre hervorragende Atmungsaktivität und hohe Strapazierfähigkeit aus.

Exzellente Thermoeigenschaften


Unsere Sommer- und Wintervarianten ermöglichen einen optimalen Komfort zu jeder Jahreszeit.

Feuchtigkeitsresistent & hygienisch

Auf der Haut fühlen sie sich angenehm und weich an. Die Ränder sind entweder verschweisst oder vernäht.

Produktegruppe

Patientendecken



8100000023 Genolier“, blau, 190 x 110 cm, 225g/m² *
VE: 30 Stück

8100000013 „Yverdon“, blau, 190 x 110 cm, 245g/m²
VE: 36 Stück

8100000014 „Bellerive“, weiss, 190 x 110 cm, 145g/m²
VE: 50 Stück

8100000024 „Yvonand“, blau, 210 x 110 cm, 245g/m²
VE: 24 Stück

8100000025 „Avenches“, weiss, 190 x 110 cm, 205g/m² *
VE: 20 Stück

8100000026 „Avenches“, weiss, 110 x 110 cm, 205g/m² *
VE: 32 Stück

8100000015 „Moudon“, blau, 190 x 140 cm, 245g/m²
VE: 24 Stück

8100000016 „Lucens“, weiss, 190 x 140 cm, 145g/m²
VE: 30 Stück

8100000017 „Matran“, weiss, 210 x 140 cm, 245g/m²
VE: 20 Stück

8100000027 „Romont“, blau, 235 x 140 cm, 145g/m²
VE: 24 Stück

8100000028 „Romont“, weiss, 235 x 140 cm, 145g/m²
VE: 24 Stück

Vakuumierte Verpackung

Die Decken sind einzeln vakuumverpackt und werden in den angegebenen Stückzahlen in einer Schachtel bereitgestellt.

Aussenmaterial

PP-Vlies 25g/m²

Innenmaterial

Polyester-Wattenfüllung aus 100% recyceltem Material

Aufwärmen

Die Patientendecken können in einem Wärmeschrank bei Temperaturen von bis zu 70°C aufgewärmt werden.

* Diese Decken weisen nicht sämtliche der oben genannten Eigenschaften auf.

